

Detaljerad anpassning i Snap Core First efter kartläggning

Notera att denna detaljerade anpassning är valfri och på intet sätt nödvändig för att använda Snap Core First. Vi har dock anledning att tro att systemet används i större utsträckning om det känns personligt med motiverande innehåll.

Namn på användare: Lägg till under knappen "Jag heter" under *Snabbord - Hälsningar och sociala fraser* eller lägg till under *Snabbord - Mina fraser* om mindre rutnätsstorlek än 4x4.

Om användaren kunde säga vilket **ord** som helst tror jag att hen skulle vilja säga:

Lägg i grundform singular under *Basord - Mina ord*.

Användaren är *mycket* förtjust i....

Försök utreda vad som är av högsta prioritet, endast det ska in som enstaka ord under *Basord - Mina ord*. Överväg även att lägga till något/några av favoritsakerna som en färdig fras under *Snabbord - Mina fraser*. Tänk att dessa fraser gärna ska fungera oavsett kontext/situation; även om jag älskar ketchup så ber jag bara om det i samband med måltid och behöver inte ha det under *Mina fraser*.

Nedan ska enbart ses som förslag och inte som ett facit.

att äta (maträtter, godsaker osv):

Lägg till under *Kategorier: Mat och dryck* om det inte redan finns där t ex "ketchup" och under *Mina ord, Underkategorier: Om mig – Underkategori: Favoritmat*. Överväg att visa och dra upp om mindre rutnätsstorlek än 5x5 (redigera, bläddra ner tills ni hittar rosa knappen som heter *Underkategorier*, tryck visa och dra sedan upp till en position där den visas, någon knapp måste bytas ut) samt döp om knappen till Om mig. Lägg till en färdig fras under *Ämne: Måltider* t ex "Jag vill ha ketchup!" kanske även Ämne: Matlagning.

att leka med (leksaker, föremål i hem, i lekpark, teknik osv):

Lägg till enstaka ord under *Kategorier: Leksaker och spel* om det inte redan finns och kolla att det finns om det också passar in någon annanstans t ex "stekspade" under *Kategorier: Hem, Underkategori: Köksföremål*) använd sökfunktionen! Lägg in en färdig fras under *Ämne: Leka med leksaker* t ex "Vi leker att vi lagar mat!" (om tillämpligt, kanske Lekplats om favoritsaken är gunga).

Tips! Glöm inte bort IR-leksaker! Det kan vara väldigt motiverande för användaren att självständigt kunna styra t ex en kontrollstyrd robot. Sök på vår hemsida www.tobiidynavox.com för att lära er hur ni redigerar IR. OBS! Fungerar bara på våra dedikerade samtalsapparater.

att träffa (någon klasskompis, personal, syskon osv):

En favoritperson har i många fall en plats under *Basord - Mina ord* men se till att de åtminstone finns under *Underkategorier: Om mig* som ligger under *Mina ord*. T ex under *Familjemedlemmar*, vänner eller lägg till en sida för Klasskompisar. Lägg till en färdig fras om personen under *Ämne: Min familj* om en familjemedlem t ex "Min lillasyster heter Lisa och hon är jobbig men gullig".

att göra (leka, spela, gunga, snurra på hjul, lyssna på musik osv):

Förutom att ha en favoritaktivitet under *Basord – Mina ord* t ex "basta" kan det vara bra att se till att den aktiviteten finns under *Kategorier: Aktiviteter*. Lägg till en fras om det i *Ämne: Om mig* (t ex "Jag bastar så ofta jag kan!", "Tycker du om att basta?")

att besöka (platser som simhall, busstation, köpcentrum osv):

Se till att det finns under *Kategorier: Platser* t ex McDonalds. Lägg gärna på *Underkategorier: Om mig – Underkategori: Favoritställen* som ligger under *Mina ord*. Överväg att visa och dra upp om mindre rutnätsstorlek än 5x5. Om personen ofta vill åka till den platsen eller frågar om den platsen kanske lägg till under *Snabbord – Mina fraser* t ex "Kan vi åka till McDonalds?".

att säga/teckna/peka/titta på:

Lägg in på lämplig plats och fråga särskilt efter det som personen ofta uttrycker men som kanske bara de närmaste förstår. T ex tecknar "leka", lägg till "leka" under *Basord – Mina ord* och "vill du leka?" på *Snabbord – Mina fraser*.

Om användaren kunde säga vilken **mening** som helst tror jag att hen skulle vilja säga:

Lägg till under *Snabbord-Mina fraser*.

Vi samlas ofta allihopa kring (t ex matbordet, tv-apparaten, idrott):

Detta kräver troligtvis en dialog med de som fyllt i men gå till ett *Ämne* som passar nätverket t ex *Ämne: Idrott* och lägg till innehåll som kan vara vettigt och roligt för dem av förebilda och prata AKK med t ex "Kom igen nu Kalmar FF!".

Vi pratar mest om (t ex mat, vad vi ska titta på, familj):

Om det är vad de ska titta på och olika TV-program så kan det vara bra att lägga in dessa program under *Kategori: Om Mig*, *Underkategori: Favorit-tv-program* och *Kategori: Underhållning*. Lägg gärna till några färdiga fraser under *Ämne: TV* t ex "Jag vill se Barnkanalen!". Även här kan ni installera IR för att användaren självständigt ska kunna byta tv-kanal direkt på TV'n vilket kan vara motiverande.

Om hen kunde ställa en fråga tror jag hen skulle undra (t ex vad ska vi göra, vem jobbar?):

Lägg till under *Snabbord – Frågor* och den mest frekventa frågan under *Snabbord – Mina fraser*.

Användaren skrattar eller visar glädje på något sätt när någon:

Lägg in som färdig fras under *Snabbord – Mina fraser* beroende på svar. Om de t ex tjuvar förtjust när någon rullar rullstolen snabbt "Kör snabbt!", om de älskar att bli kittlad "Kittla mig" eller alltid skrattar åt skämt "Berätta ett skämt!".

I användarens omgivning används ofta dessa uttryck (t ex "walla!", "fy tusan vilket väder!"):

Lägg in det som ofta sägs av övrig familj, klasskompisar eller i arbetsgruppen under *Snabbord – Mina fraser*. En familj la till "Äru bäng eller?" för att användarens brorsor alltid sa det.

Kom ihåg modellering! Hur mycket roligt och motiverande man än lägger in i Snap Core First är det personerna runt omkring som måste prata AKK och vara förebilder för användaren ska lära sig prata AKK.