

Tobii Dynavox Gaze Point

Korisnički priručnik



Korisnički priručnik Tobii Dynavox Gaze Point

Verzija 1.0

06/2017

Sva prava pridržana.

Copyright © Tobii AB (publ)

Nijedan dio ovoga dokumenta ne smije se reproducirati, čuvati u sustavu za preuzimanje ili prenositi u bilo kom obliku, bilo kojim sredstvima (elektronskim, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način) bez prethodnog pismenog odobrenja izdavača.

Zaštita autorskih prava na koju se polaže pravo obuhvaća sve oblike i pitanja materijala koji se može zaštititi autorskim pravima i informacije koje dopušta statutar ili pravosudni zakon ili su ovdje dane, uključujući, bez ograničenja, materijal dobiven iz softverskih programa koji su prikazani na zaslonu poput prikaza na zaslonu, izbornika, itd.

Informacije sadržane u ovom dokumentu vlasništvo su tvrtke Tobii Dynavox. Zabranjeno je svako njihovo reproduciranje u cijelosti ili djelomice bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Tobii Dynavox.

Proizvodi koji se spominju u ovom dokumentu mogu biti zaštićeni znaci i/ili registrirani zaštićeni znaci odgovarajućih vlasnika. Izdavač i autor ne polažu nikakvo pravo na te zaštićene znake.

Iako su u pripremi ovoga dokumenta poduzete sve mjere predostrožnosti, izdavač i autor ne preuzimaju nikakvu odgovornost za greške ili propuste niti za štete proistekle iz uporabe informacija sadržanih u ovome dokumentu ili iz uporabe programa ili izvornog koda koji ga može pratiti. Izdavač i autor ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak profita ili bilo kakvu drugu komercijalnu štetu izazvanu ili navodno izazvanu izravno ili neizravno ovim dokumentom.

Sadržaj podliježe promjeni bez obavještenja.

Ažurirane verzije ovog dokumenta potražite na web lokaciji tvrtke Tobii [Dynavox www.TobiiDynavox.com](http://www.TobiiDynavox.com).

Sadržaj

1	O uređaju Tobii Dynavox Gaze Point	4
1.1	Namjena.....	4
1.2	Zahtjevi u pogledu sustava.....	4
2	Instalacija, pokretanje i ažuriranje uređaja Tobii Dynavox Gaze Point.....	5
2.1	Instalacija softvera Gaze Point na uređaju Tobii Dynavox Gaze Point	5
2.2	Prvo pokretanje	5
2.3	Ažuriranje uređaja Tobii Dynavox Gaze Point	5
3	Korištenje softvera Tobii Dynavox Gaze Point	6
4	Postavke softvera Gaze Point.....	7
4.1	Pratitelj oka	8
4.1.1	Kartica Calibration (Kalibracija)	8
4.1.2	Kartica Advanced (Napredno).....	11
4.2	Opće postavke	12
4.2.1	Kartica General (Opće).....	12
4.2.2	Kartica About (O uređaju).....	12
4.3	Aktivacija i povratne informacije	13
4.3.1	Kartica Activation (Aktivacija)	13
4.3.2	Kartica Feedback (Povratne informacije).....	14
4.4	Pomoć i korištenje	14
4.4.1	Kartica Help (Pomoć).....	14
4.4.2	Kartica Usage (Korištenje)	15

1 O uređaju Tobii Dynavox Gaze Point

1.1 Namjena

Preuzmite punu kontrolu nad svojim računalom samo pomoću očiju i prekidača. Pomoću našeg nagrađivanog softvera možete imitirati sve vrste radnji mišem, prevlačenje prstom i unošenja teksta. Također smo dodali pametne prečice kako bismo dodatno olakšali pristup svim dijelovima operativnog sustava Windows.

1.2 Zahtjevi u pogledu sustava

Komponenta	Uvjeti
Računalo i procesor	2,0 gigaherca (GHz) ili brži, procesor sa dva jezgra (preporučeni minimum).
Memorija (RAM)	4 gigabajta (GB) RAM (preporučeni minimum).
Tvrđi disk	slobodnih 450 megabajta (MB).
USB	USB 2.0
Operativni sustav	Tobii Dynavox Gaze Point funkcionira u 32-bitnim i 64-bitnim verzijama operativnog sustava Microsoft Windows. Kada se Tobii Dynavox Gaze Point za 32-bitne sustave pokrene u 64-bitnoj verziji operativnog sustava Windows, program se pokreće u 32-bitnom sloju operativnog sustava Windows. • Windows 7 (64-bitni) • Windows 8.1 (32-bitni ili 64-bitni) • Windows 10 (32-bitni ili 64-bitni)
Verzija .NET	4,5
Pratitelj oka	Pratitelj oka od tvrtke Tobii Dynavox ili Tobii Tech koji podržava osnovni Tobii softver za praćenje oka.
Dodatni zahtjevi i faktori	Za aktivaciju licence neophodna je veza s internetom.
Osnovni Tobii softver za praćenje oka	Verzija 2.8 ili novija.

2 Instalacija, pokretanje i ažuriranje uređaja Tobii Dynavox Gaze Point

2.1 Instalacija softvera Gaze Point na uređaju Tobii Dynavox Gaze Point

1. Idite na www.tobiidynavox.com/dl/gaze-point i preuzmite softver Gaze Point.
2. Instalirajte Gaze Point.
3. Slijedite upute na zaslonu.

2.2 Prvo pokretanje

Kada se Tobii Dynavox Gaze Point pokrene prvi put, Vodič za konfiguriranje provest će korisnika kroz početno konfiguriranje uređaja Tobii Dynavox Gaze Point. Koraci u vodiču su:

- Postavljanje zaslona. Više informacija potražite u odjeljku *4.1.2.1 Postavljanje zaslona, stranica 11*.
- Kreiranje novog profila. Više informacija potražite u odjeljku *4.1.1.1 Kreiranje novog profila*.
- Testiranje kalibracije. Više informacija potražite u odjeljku *4.1.1.3 Testiranje kalibracije*.

2.3 Ažuriranje uređaja Tobii Dynavox Gaze Point

Tobii Dynavox redovito objavljuje ažurirane verzije softvera Gaze Point.


Prilikom instalacije softvera Gaze Point, softver Update Notifier će se instalirati na uređaju. Kada se uređaj poveže na internet, Update Notifier će automatski provjeravati da li postoje ažurirane verzije softvera Gaze Point i drugog Tobii Dynavox softvera instaliranog na uređaju.

Da biste ručno provjerili da li ima novih ažuriranja softvera Gaze Point, potražite aplikaciju Update Notifier na uređaju i izaberite




ikonu (Update Notifier) da biste pokrenuli aplikaciju.

3 Korištenje softvera Tobii Dynavox Gaze Point



Slika 3.1 Gaze Point Controller


Tablica 3.1 Ikone u softveru Gaze Point Controller

Simbol	Opis	Simbol	Opis
PAUZIRAJ GAZE POINT (F4) 	Izaberite ovaj gumb da biste paузirali Gaze Point ili Izaberite tipkovni prečac, ispis- san u zagradama nakon opisa.	POKRENI GAZE PO- INT (F4) 	Izaberite ovaj gumb da biste pokrenuli Gaze Point ili Izaberite tipkovni prečac, ispi- san u zagradama nakon opisa.
SAKRIJ POKAZIVAČ MI- ŠA (F5) 	Izaberite ovaj gumb da biste sakrili pokazivač miša ili Izaberite tipkovni prečac, ispi- san u zagradama nakon opisa. .	PRIKAŽI POKAZIVAČ MIŠA (F5) 	Izaberite ovaj gumb da biste prikazali pokazivač miša ili Izaberite tipkovni prečac, ispi- san u zagradama nakon opisa.
UKLJUČI KLIK (F6) 	Izaberite ovaj gumb da biste uključili klik lijevom tipkom ili Izaberite tipkovni prečac, ispi- san u zagradama nakon opisa. .	ISKLJUČI KLIK (F6) 	Izaberite ovaj gumb da biste is- ključili klik lijevom tipkom ili Izaberite tipkovni prečac, ispi- san u zagradama nakon opisa.
POSTAVKE 	Izaberite ovaj gumb da biste pristupili postavkama za Gaze Point, pogledajte odjeljak <i>4 Postavke softvera Gaze Point, stranica 7.</i>		



Korištenje fizičkog miša računala ili dodirnog zaslona imati će prednost u odnosu na softver Gaze Point.

4 Postavke softvera Gaze Point




Ikonelkone u softveru	Radnja	Opis
	Pratitelj oka	Otvora postavke Eye Tracker (Pratitelj oka) . Više informacija potražite u odjeljku 4.1 <i>Pratitelj oka</i> , stranica 8.
	Opće postavke	Otvora odjeljak General Settings (Opće postavke) . Više informacija potražite u odjeljku 4.2 <i>Opće postavke</i> , stranica 12.
	Aktivacija i povratne informacije	Otvora postavke Activation & Feedback (Aktivacija i povratne informacije) . Više informacija potražite u odjeljku 4.3 <i>Aktivacija i povratne informacije</i> , stranica 13.
	Pomoć i korištenje	Otvora postavke Help & Usage (Pomoć i korištenje) . Više informacija potražite u odjeljku 4.4 <i>Pomoć i korištenje</i> .

4.1 Pratitelj oka



4.1.1 Kartica Calibration (Kalibracija)



Calibration profile (Profil kalibracije): Prikazat će naziv profila koji je aktivan.

Create new profile (Kreiranje novog profila): Izaberite ovaj gumb da biste kreirali novi profil. Više informacija potražite u odjeljku 4.1.1.1 *Kreiranje novog profila, stranica 8*.

Manage profiles (Upravljanje profilima): Izaberite ovaj gumb da biste promijenili postojeći profil. Više informacija potražite u odjeljku 4.1.1.2 *Upravljanje profilima, stranica 9*.

Test calibration (Testiranje kalibracije): Izaberite ovaj gumb da biste otvorili stranicu za testiranje kalibracije. Više informacija potražite u odjeljku 4.1.1.3 *Testiranje kalibracije, stranica 9*.

Calibration type (Tip kalibracije): Postoje dva (2) različita tipa kalibracije: **Accurate (Precizna)** ili **Simple (Jednostavna)**. Više informacija potražite u odjeljku 4.1.1.5 *Tip kalibracije, stranica 10*.

Track eyes (Praćenje očiju): Izaberite kako uređaj treba pratiti oči korisnika između: **Both (Oba)**, **Left (Lijevo)** ili **Right (Desno)**.

4.1.1.1 Kreiranje novog profila

1. Izaberite **Calibration type (Tip kalibracije)** koji ćete koristiti. Više informacija potražite u odjeljku 4.1.1.5 *Tip kalibracije, stranica 10*.
2. Izaberite gumb **Create new profile (Kreiranje novog profila)**.
3. Izaberite **Yes (Da)** da biste nastavili ili **No (Ne)** da biste otkazali.
4. Dajte naziv novome profilu.



Moraju se koristiti tipkovnica i miš.

Mogu se koristiti samo alfanumerički znakovi.

5. Izaberite gumb **Next (Dalje)**.
6. Pozicionirajte korisnika tako da se dvije točke koje predstavljaju oči korisnika nalaze u sredini okvira prikazanog na zaslonu. Postupak kalibracije započet će kada desna točka trepne korisniku.
7. Slijedite upute na zaslonu za obavljanje kalibracije.
8. Testirajte kalibraciju. Više informacija potražite u odjeljku 4.1.1.3 *Testiranje kalibracije, stranica 9*.

- Izaberite **Close (Zatvori)** da biste prihvatili kalibraciju ili **Recalibrate (Ponovi kalibraciju)** da biste obavili novi postupak kalibracije.

4.1.1.2 Upravljanje profilima

Na stranici Manage Profiles (Upravljanje profilima) moći ćete aktivirati ili izbrisati postojeći profil.

U sredini zaslona, pod stavkom Active Profile (Aktivni profil), moći ćete vidjeti naziv profila koji je aktivan.

Svi postojeći profili bit će navedeni kao gumb na stranici, koristite gumb  i  za pomicanje kroz raspoložive profile.


4.1.1.2.1 Aktiviranje profila

- Izaberite gumb sa nazivom profila koji želite aktivirati.
- Izaberite gumb **Activate (Aktiviraj)** koji se nalazi u gornjem desnom kutu zaslona.
- Izaberite **Yes (Da)** da biste aktivirali izabrani profil ili **No (Ne)** da biste otkazali.
- Izaberite **Close (Zatvori)** da biste napustili stranicu.

4.1.1.2.2 Brisanje profila

- Izaberite gumb sa nazivom profila koji želite izbrisati.
- Izaberite gumb **Delete (Izbriši)** koji se nalazi u gornjem lijevom kutu zaslona.
- Izaberite **Yes (Da)** da biste izbrisali izabrani profil ili **No (Ne)** da biste otkazali.
- Izaberite **Close (Zatvori)** da biste napustili stranicu.

4.1.1.3 Testiranje kalibracije



Na stranici za testiranje kalibracije može se testirati kalibracija pomoću unaprijed definiranih ciljeva na zaslonu kako bi se vidjelo da li korisnik treba ponovo kalibrirati pratitelj oka.

- Pogledajte u svaku točku u svakom krugu na zaslonu da biste vidjeli koliko je precizno praćenje oka u tom području.
- Izaberite **Close (Zatvori)** da biste prihvatili kalibraciju ili **Recalibrate (Ponovi kalibraciju)** da biste obavili novi postupak kalibracije.

4.1.1.4 Ponavljanje kalibracije

- Izaberite **Calibration type (Tip kalibracije)** koji ćete koristiti.
Više informacija potražite u odjeljku 4.1.1.5 *Tip kalibracije, stranica 10*.
- Izaberite gumb **Recalibrate (Ponovi kalibraciju)** da biste započeli novi postupak kalibracije za aktivni profil.
- Slijedite upute na zaslonu za obavljanje kalibracije.

4. Testirajte kalibraciju. Više informacija potražite u odjeljku *4.1.1.3 Testiranje kalibracije, stranica 9*.
5. Izaberite **Close (Zatvori)** da biste prihvatili kalibraciju ili **Recalibrate (Ponovi kalibraciju)** da biste obavili novi postupak kalibracije.

4.1.1.5 Tip kalibracije

Dostupna su dva (2) tipa kalibracije: **Accurate (Precizna)** i **Simple (Jednostavna)**.

4.1.1.5.1 Accurate (Precizna)

Izaberite polje **Accurate (Precizna)** da biste aktivirali najprecizniji tip kalibracije.


Kada se u postupku kalibracije aktivira tip kalibracije Accurate (Precizna), postupak kalibracije se sastoji od sedam (7) točaka, kalibracija "skakanja točaka". Tip kalibracije Accurate (Precizna) podrazumijevani je tip kalibracije.

4.1.1.5.2 Simple (Jednostavna)

Izaberite polje **Simple (Jednostavna)** da biste aktivirali lak tip kalibracije, kada je važnije da kalibracija bude brza i laka nego veoma precizna.

Kada se izabere jednostavni tip kalibracije, postupak kalibracije se može prilagoditi.

Izaberite gumb **Customize (Prilagodi)** da biste prilagodili postupak kalibracije.



Kalibracijske točke: Izaberite da li će se koristiti **1** ili **2** kalibracijske točke.




Kalibracija sa 1 točkom nije dostupna na uređaju PCEye Go.

Step-through (Provođenje kroz postupak): Prebacite polje za potvrdu Step-through (Provođenje kroz postupak) na "ON" (uključeno) da biste aktivirali funkciju u kojoj koristite tipku "S" na tipkovnici i dodirnete/kliknete na zaslonu da biste prolazili korak po korak kroz kalibraciju.

Image Stimulus (Slikovni stimulansi): Izaberite gumb **Browse (Pregledavanje)** da biste stavku **Image Stimulus (Slikovni stimulans)** promijenili iz bijele točke u jedan od raspoloživih stimulanasa ili u sliku korisnikove omiljene igračke ili nečega drugog.

Close (Zatvori): Izaberite gumb **Close (Zatvori)** da biste napustili stranicu.


4.1.2 Kartica Advanced (Napredno)




EyeMobile bracket (EyeMobile konzola): Stavite oznaku u polje za potvrdu EyeMobile bracket (EyeMobile konzola) da biste ga **uključili** ako koristite EyeMobile ili EyeMobile Mini. Postavka EyeMobile konzole nije relevantna za EyeMobile Plus i zato je onemogućena.

4.1.2.1 Postavljanje zaslona

Ako se koristi više od jednog (1) zaslona, morati ćete definirati na koji je zaslon prikopčan pratitelj oka. Sustav će također trebati znati veličinu zaslona koji se koristi.



1. Koristite  ili  za izbor na koji je zaslon prikopčan pratitelj oka.
2. Poravnajte lijevu i desnu okomitu liniju, koje se nalaze ispod vizualizacije pratitelja oka na zaslonu, sa oznakama koje se nalaze iznad pratitelja oka koji koristite.




Time ćete postaviti veličinu zaslona koji se koristi za Tobii Dynavox Gaze Point.

3. Izaberite **Done (Gotovo)** da biste dovršili.

4.2 Opće postavke




4.2.1 Kartica General (Opće)



Pokrenite Gaze Point zajedno sa operativnim sustavom Windows: Stavite oznaku u polje za potvrdu da biste ga **uključili** ako će se Gaze Point pokretati automatski sa pokretanjem operativnog sustava Windows.

Reset all Gaze Point settings (Ponovno postavi sve postavke uređaja Gaze Point): Izaberite gumb **Reset settings (Ponovo postavi postavke)** da biste ponovo postavili sve postavke uređaja Gaze Point.

4.2.2 Kartica About (O uređaju)




Na stranici About (O uređaju) nalaze se sve informacije o verziji za softver i hardver pratitelja oka. Te informacije se mogu lako kopirati ako se izabere gumb **Copy info (Kopiraj informacije)** a potom se mogu zalijepiti u e-poštu ili neki drugi softver po potrebi.

4.3 Aktivacija i povratne informacije



4.3.1 Kartica Activation (Aktivacija)



Na kartici Activation (Aktivacija), postavljaju se sve postavke interakcije korisnika sa uređajem Gaze Point. Da li će korisnik koristiti pogled ili prekidač za izvršenje komandi i kako će se interakcija ponašati.

Activation method (Način aktivacije):

- **Gaze (Pogled)** - Izaberite Gaze (Pogled) da biste koristili položaj pogleda za aktivaciju funkcije zumiranja koja se završava izvršenjem željenog zadatka.
- **Switch (Prekidač)** - Izaberite Switch (Prekidač) da biste koristili položaj prekidača za aktivaciju funkcije zumiranja koja se završava izvršenjem željenog zadatka.

Button Dwell Time (Milliseconds) (Vrijeme zadržavanja na gumbu (milisekunde))

Button Dwell Time (Milliseconds) (Vrijeme zadržavanja na gumbu (milisekunde)) može se postaviti na 8 različitih razina, samo pogledajte u željeni položaj da biste promijenili postavku. Kada se promjeni Button Dwell Time (Vrijeme zadržavanja na gumbu), prilagođava se koliko dugo korisnik mora fiksirati pogled na gumbu da bi zadatak izvršio. Na skali su manje vrijednosti za Button Dwell Time (Vrijeme zadržavanja na gumbu) dane sa lijeve strane a više vrijednosti sa desne strane.


Look away before reselecting (Skretanje pogleda prije izbora druge stavke)

- **On (Uključeno)** - Izaberite On (Uključeno) da biste aktivirali funkciju **Look away before reselecting (Skretanje pogleda prije izbora druge stavke)**. Kada je uključena, korisnik mora prvo skrenuti pogled sa aktivnog područja pogleda da bi mogao ponovo aktivirati isto područje pogleda.
- **Off (Isključeno)** - Izaberite Off (Isključeno) da biste deaktivirali funkciju **Look away before reselecting (Skretanje pogleda prije izbora druge stavke)**. Kada je isključena, aktivno područje pogleda će se aktivirati uvijek iznova dok god korisnik nastavlja gledati u područje pogleda. (Podrazumijevano)

Limit Eye Gaze buttons only to Tobii Dynavox applications (Ograniči Eye Gaze gumbe samo na Tobii Dynavox aplikacije)

- **On (uključeno)** – Izaberite "On" (uključeno) da biste aktivirali funkciju **Limit Eye Gaze buttons only to Tobii Dynavox applications (Ograniči Eye Gaze gumbe samo na Tobii Dynavox aplikacije)**. Kada je uključena, aktivno područje pogleda bit će aktivirano, komanda povezana s područjem bit će izvršena a interakcija povratnih informacija kompaniji Tobii Dynavox prikazivat će se **samo** u Tobii Dynavox softveru i aplikacijama.
- **Off (isključeno)** – Izaberite "Off" (isključeno) da biste deaktivirali funkciju **Limit Eye Gaze buttons only to Tobii Dynavox applications (Ograniči Eye Gaze gumbe samo na Tobii Dynavox aplikacije)**. Kada je isključena, aktivno područje pogleda bit će aktivirano, komanda povezana s područjem bit će izvršena a interakcija povratnih informacija kompaniji Tobii Dynavox prikazivat će se u Tobii Dynavox softveru i aplikacijama, kao i u softveru i aplikacijama treće strane. (Podrazumijevano)


4.3.2 Kartica Feedback (Povratne informacije)



Feedback type (Tip povratnih informacija):

- **Clock (Sat)** - Vizualne povratne informacije imaju formu sata koji se ispunjava tijekom naznačenog vremena zadržavanja na gumbu. Kada se sat potpuno napuni, zadatak se izvršava.
- **Dot (Točka)** - Vizualne povratne informacije imaju formu točke koja se skuplja za korisnike koji koriste pogled ili statičke točke za korisnike koji koriste prekidač kada se zadatak izvrši.
- **Invisible (Nevidljive)** - Na zaslonu se neće prikazivati vizualne povratne informacije kada se zadatak izvrši.

Feedback color (Boja povratnih informacija): Izaberite gumb **Change (Promjeni)** da biste izabrali boju povratnih informacija. Raspoložive boje potražite u odjeljku *Slika 4.1 Raspoložive boje, stranica 14*.



Slika 4.1 Raspoložive boje

Feedback size (Veličina povratnih informacija): Veličina povratnih informacija izabranog tipa povratnih informacija može se postaviti na tri (3) različite vrijednosti.

- **Small (Mala)**
- **Medium (Srednja)**
- **Large (Velika)**

4.4 Pomoć i korištenje



4.4.1 Kartica Help (Pomoć)

Izaberite gumb **Go to online help (Idi na pomoć na mreži)** da biste otvorili stranice podrške za Tobii Dynavox na internetu u podrazumijevanom web-pregledniku. Na web-stranicama podrške korisnik može pronaći najčešća pitanja, podršku, obuku, video snimke i dokumentaciju o proizvodu Gaze Point i svim drugim proizvodima tvrtke Tobii Dynavox.




Provjerite da li je računalo/uređaj spojen na internet.


Izaberite gumb **Start tutorial (Pokreni vodič)** da biste pokrenuli priloženi vodič ako korisnik treba još vježbati. Vodič se može pokrenuti onoliko puta koliko korisnik želi.

Izaberite gumb **Save information to file (Spremi informacije u datoteci)** da biste kopirali sve zapisnike od značaja ako trebate podršku. Ta datoteka se može lako priložiti e-pošti i poslati timu podrške.

4.4.2 Kartica Usage (Korištenje)



Help us improve (Pridonesite našem poboljšanju): Da biste tvrtki Tobii Dynavox pomogli da poboljša softver, postavite polje za potvrdu na **On (Uključeno)**. Izaberite gumb "More info" (Još informacija) da biste otvorili stranicu sa informacijama o čemu je riječ. Više informacija potražite u odjeljcima *Slika 4.2 Prikupljanje podataka, stranica 15*.



Slika 4.2 Prikupljanje podataka

Autorsko pravo ©Tobii AB (izdav.) Ilustracije i specifikacije ne moraju biti valjane za proizvode i usluge koji se nude na svakom lokalnom tržištu. Tehničke specifikacije podliježu promjeni bez prethodnog obavještenja. Svi drugi zaštićeni znaci vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Podrška za Tobii Dynavox uređaj

Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu podrške konkretno za vaš Tobii Dynavox uređaj. Ona sadrži ažurne informacije o problemima, kao i savjete i trikove u vezi sa proizvodom. Pronađite naše stranice podrške na mreži na: www.TobiiDynavox.com ili www.myTobiiDynavox.com.

Kontaktirajte predstavnika prodaje ili prodavača

Za pitanja ili probleme u vezi sa vašim proizvodom, kontaktirajte predstavnika prodaje ili ovlaštenog prodavača koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati sa vašom ličnom postavkom i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi sa proizvodom. Da biste pronašli podatke za kontakt, posjetite www.TobiiDynavox.com/contact