

Spraak-uitvoering en Spraak-uitvoering Pro Snelstartgids

Aan de slag in de standaard Aanraakmodus (zie andere kant voor iOS-scanmodus)



Volg de stappen in het Tobii Dynavox Speech Case document met Installatie-instructies om de iPad correct in de Speech Case te installeren.

Start de Speech Case in de **Aanraakmodus** als u het aanraakscherm wilt gebruiken om door apps en mappen te navigeren. In deze modus kunt u elke Tobii Dynavox-toegangsmethode (inclusief scannen) gebruiken in Tobii Dynavox-apps.

Om de Speech Case te starten in de aanraakmodus

1. Houd de knoppen **Volume omhoog** en **Volume omlaag** (tegelijktijd) ingedrukt op de Speech Case gedurende 10 seconden, laat dan de knoppen weer los.
2. Wanneer u "Aanschakelen!" hoort, gevolgd door twee piepjes, is de Speech Case ingeschakeld in de aanraakmodus.

Koppel het Speech Case via Bluetooth®

1. Ga op uw iPad naar **Instellingen > Bluetooth** en zet Bluetooth aan. Blijf op dit scherm totdat u de resterende stappen heeft voltooid om uw Speech Case te koppelen.
2. Selecteer de Speech Case in de lijst Mijn apparaten of Andere apparaten. (Uw Speech Case Bluetooth-ID eindigt met dezelfde laatste 5 cijfers als het Speech Case serienummer van de behuizing. Het woord 'Aanraken' of 'Scannen' in de Bluetooth-ID geeft de huidige modus van het apparaat aan.)

Uw Speech Case is nu gekoppeld en klaar om gebruikt te worden!

Om de te starten in de iOS scanmodus



Volg de stappen in het Tobii Dynavox Speech Case document met Installatie-instructies om de iPad correct in de Speech Case te installeren.

Start de Speech Case in de **iOS scanmodus** als u de iOS-eigen schakelaar-scantoegangsmethode wilt gebruiken om door apps en mappen te navigeren.

Om de Speech Case te starten in de iOS scanmodus

1. Sluit een schakelaar aan op poort 1 (de schakelaarpoort die zich het dichtst bij de luidspreker op de Speech Case bevindt).
2. Houd de knoppen **Volume omhoog** en **Volume omlaag** (tegelijktijd) ingedrukt op de Speech Case gedurende 10 seconden, laat dan de knoppen weer los.
3. Wanneer u "Inschakelen" hoort, houdt u de schakelaar ingedrukt tot de Speech Case 4 keer piept, en laat dan weer de schakelaar los. De Speech Case is nu ingeschakeld in de iOS-scanmodus.

Koppel het Speech Case via Bluetooth®

1. Ga op uw iPad naar **Instellingen > Bluetooth** en zet Bluetooth aan. Blijf op dit scherm totdat u de resterende stappen heeft voltooid om uw Speech Case te koppelen.
2. Selecteer de Speech Case in de lijst Mijn apparaten of Andere apparaten. (Uw Speech Case Bluetooth-ID eindigt met dezelfde laatste 5 cijfers als het Speech Case serienummer van de behuizing. Het woord 'Aanraken' of 'Scannen' in de Bluetooth-ID geeft de huidige modus van het apparaat aan.)

Uw Speech Case is nu gekoppeld en klaar om gebruikt te worden!



Wanneer de Speech Case zich bevindt in de iOS-scanmodus en via Bluetooth gekoppeld is aan de iPad, wordt de iOS Schakelaar Control automatisch ingeschakeld en worden er 2 schakelaars aangemaakt voor 2-Schakelaar Stap Scan. Stel de toegangsmethode in uw Tobii Dynavox-apps in op aanraking. Voor Autoscan, verandert u de schakelaars in iOS Schakelaars naar slechts 1 schakelaar, met de actie "Selecteer."

Raadpleeg voor andere schakelopties het hoofdstuk Schakelaar Control in uw iOS gebruikershandleiding (support.apple.com/HT201370) of uw Tobii Dynavox app gebruikershandleiding.