

Desinfektion af enhed

Anbefalet fremgangsmåde til brug i klinisk miljø

Introduktion

Vejledningen beskriver i detaljer, hvordan du korrekt håndterer og desinficerer alle brugte enheder og udstyr i klinikken for at beskytte personalet mod infektioner og smitsomme sygdomme.

Du skal bruge

Antal	Delnummer	Beskrivelse
1		Syntetiske gummihandsker (ikke naturgummi)
1		Øjenværn
1		Hobbykniv
1		Mikrozid® -desinfektionsvæske eller lignende
1		Vinduespudefmiddel
1		Køkkenrulle

Baggrund

Forudsætninger

Vejledningen forudsætter, at brugeren har læst og forstået sikkerhedsdataarkene for alle anvendte rengøringsmidler

Anvendes på følgende produkter

Tobii I-Series	Tobii PCEye Go	Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox EyeMobile Plus
Tobii C-Series	Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox I-Series(+)
Tobii S32	Dynavox Maestro	Tobii Dynavox Indi®	Tobii Dynavox I-110
Tobii PCEye	Dynavox T-Series	Tobii Dynavox EyeR	

Fremgangsmåde

Formål

Beskyttelse af personalet i et klinisk miljø mod infektioner og smitsomme sygdomme ved at desinficere og rengøre alle brugte enheder og udstyr.

Support til din Tobii Dynavox enhed

Få hjælp på internettet

Se den produktspecifikke supportside for din Tobii Dynavox enhed. Den indeholder opdateret information om problemstillinger samt tips og tricks angående produktet. Find vores supportsider online på: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakt din salgsrepræsentant eller forhandler.

Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, skal du kontakte din salgsrepræsentant eller godkendte forhandler af Tobii Dynavox for hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan bedst hjælpe dig med tips og produkttræning. Kontaktoplysninger findes på www.TobiiDynavox.com/contact

Omfang

Desinfektion anbefales for alle brugte enheder før videre håndtering.

Modtagelse af enhed

1. Alt udstyr, der skal desinficeres, skal afleveres i det udpegede rengøringsområde. Udstyret må ikke desinficeres uden for området.
2. Der SKAL bruges syntetiske gummihandsker (ikke naturgummi) og øjenværn ved håndtering af udstyr og materiale, som endnu ikke er desinficeret.
3. Åbn forsigtigt pakken med en hobbykniv. (Hvis relevant)
4. Pak enheden og eventuelt medfølgende udstyr ud. (Hvis relevant)



Al emballage skal bortskaffes. Se *Bortskaffelse af emballage*

Desinfektion og rengøring

1. Hvis der er påsat fugtbeskyttelse på enheden, skal beskyttelsen tages af og bortskaffes.
2. Sprøjt Mikrozyd® -desinfektionsvæske eller lignende på enheden. Lad det sidde mindst et minut. Desinfektionsmidlet fordamper i løbet af det tidsrum.
3. Eventuelt medfølgende udstyr skal også desinficeres med fx Mikrozyd®-desinfektionsvæske eller lignende.
4. Hvis enheden har et display, skal det rengøres med vinduespudsemiddel og køkkenrulle.
5. Når desinfektionen er udført, skal enhederne lægges i en kasse sammen med eventuelt medfølgende tilbehør og videregives til modtagelsesinspektion og afprøvning.
6. Bortskaf brugt køkkenrulle og rengøringsmidler på korrekt vis.

Bortskaffelse af emballage

1. Kasser skal presses fladt sammen.
2. Bortskaf kasser og emballage i egnede affaldsbeholdere.

Support til din Tobii Dynavox enhed

Få hjælp på internettet

Se den produktspecifikke supportside for din Tobii Dynavox enhed. Den indeholder opdateret information om problemstillinger samt tips og tricks angående produktet. Find vores supportsider online på: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakt din salgsrepræsentant eller forhandler.

Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, skal du kontakte din salgsrepræsentant eller godkendte forhandler af Tobii Dynavox for hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan bedst hjælpe dig med tips og produkttræning. Kontaktoplysninger findes på www.TobiiDynavox.com/contact