

Desinfección del dispositivo

Recomendación de procedimiento de uso en el ámbito clínico

Introducción

El propósito de este documento es facilitar una descripción detallada del modo adecuado de manipular y desinfectar todos los dispositivos y equipos disponibles y usados en el ámbito clínico, de manera que se proteja al personal contra infecciones y enfermedades transmisibles.

Equipo requerido

Cantidad	Número de pieza	Descripción
1		Guantes de nitrilo sin látex
1		Anteojos protectores
1		Cortador de cartón
1		Mikrozid® Líquido sensible o equivalente
1		Limpiador de vidrios
1		Toallas de papel

Antecedentes

Supuestos

En este documento se asume que el usuario ha leído y entiende las hojas de seguridad de cada uno de los limpiadores.

Productos aplicables

Tobii I-Series	Tobii PCEye Go	Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox EyeMobile Plus
Tobii C-Series	Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox I-Series(+)
Tobii S32	Dynavox Maestro	Tobii Dynavox Indi®	Tobii Dynavox I-110
Tobii PCEye	Dynavox T-Series	Tobii Dynavox EyeR	

Procedimiento

Finalidad

Proteger al personal en el ámbito clínico contra infecciones y enfermedades transmisibles mediante la desinfección y limpieza de todos los dispositivos y equipos disponibles y usados.

Soporte técnico para su dispositivo Tobii DynaVox

Obtener ayuda en línea

Consulte la página de Soporte de su dispositivo Tobii DynaVox. Contiene información actualizada sobre problemas, sugerencias y trucos relacionados con el producto. Consulte nuestras páginas de Soporte en línea en: www.TobiiDynavox.com/support-training

Póngase en contacto con su representante comercial o distribuidor

Si tiene alguna pregunta o experimenta problemas con su producto, póngase en contacto con su representante comercial o distribuidor autorizado de Tobii DynaVox para recibir ayuda. Ellos conocen su configuración personal y podrán ayudarlo con sugerencias y formación específica. Para consultar la información de contacto, visite www.TobiiDynavox.com/contact.

Ámbito

Se recomienda desinfectar todos los equipos disponibles y usados antes de su posterior manipulación.

Recibir el dispositivo

1. Todos los equipos a desinfectar se deben entregar al área de limpieza designada. Tales equipos no se deben desinfectar fuera de esta área.
2. Se DEBE usar guantes de nitrilo sin látex y anteojos protectores al manipular cualquier equipo o material que no se haya desinfectado todavía.
3. Abra cuidadosamente el paquete con un cortador de cartón. (Si corresponde)
4. Desembale el dispositivo y cualquier accesorio incluido. (Si corresponde)



Todos los materiales de embalaje se deben desechar. Consulte *Desechar el material de embalaje*.

Desinfectar y limpiar

1. Si el dispositivo tiene un protector contra la humedad, quítelo y deséchelo.
2. Rocíe el dispositivo con Mikrozyd® líquido sensible o equivalente y permita que se asiente durante al menos un minuto. El desinfectante se evaporará durante ese tiempo.
3. Todo accesorio incluido se debe desinfectar también con líquido sensible Mikrozyd® o equivalente.
4. Si el dispositivo tiene pantalla, límpiela con limpiador de vidrios y una toalla de papel.
5. Al terminar la desinfección, los dispositivos se almacenan junto con cualquier accesorio incluido y se liberan para su posterior inspección y prueba.
6. Deseche adecuadamente las toallas de papel y los materiales de limpieza usados.

Desechar el material de embalaje

1. Las cajas se deben desarmar y dejar planas.
2. Deseche las cajas y el material de embalaje en el contenedor de residuos adecuado.

Soporte técnico para su dispositivo Tobii DynaVox

Obtener ayuda en línea

Consulte la página de Soporte de su dispositivo Tobii DynaVox. Contiene información actualizada sobre problemas, sugerencias y trucos relacionados con el producto. Consulte nuestras páginas de Soporte en línea en: www.TobiiDynavox.com/support-training

Póngase en contacto con su representante comercial o distribuidor

Si tiene alguna pregunta o experimenta problemas con su producto, póngase en contacto con su representante comercial o distribuidor autorizado de Tobii DynaVox para recibir ayuda. Ellos conocen su configuración personal y podrán ayudarlo con sugerencias y formación específica. Para consultar la información de contacto, visite www.TobiiDynavox.com/contact.