

## Laitteen desinfiointi

### Toimenpidesuositukset kliinisessä ympäristössä

#### Esittely

Tämän asiakirjan tarkoitus on tarjota yksityiskohtainen kuvaus, miten kaikki klinikalla käytettävissä olevat ja käytettävät laitteet ja laitteistot käsitellään ja desinfioidaan asianmukaisesti siten, että henkilökunta on suojassa tartunnoilta ja tartuntataudeilta.

#### Vaadittu laitteisto

Määrä	Osanumero	Kuvaus
1		Ei lateksiset nitrilikäsineet
1		Suojalasit
1		Leikkuri laatikkoa varten
1		Mikrozid® arkaluontoinen neste tai vastaava
1		Lasin puhdistusaine
1		Paperipyyhkeitä

#### Tausta

#### Oletukset

Tässä asiakirjassa oletetaan, että käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt kaikkien puhdistusaineiden käyttöturvatiedotteet

#### Kyseiset tuotteet

Tobii I-Series	Tobii PCEye Go	Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox EyeMobile Plus
Tobii C-Series	Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox I-Series(+)
Tobii S32	Dynavox Maestro	Tobii Dynavox Indi®	Tobii Dynavox I-110
Tobii PCEye	Dynavox T-Series	Tobii Dynavox EyeR	

#### Menettely

#### Tarkoitus

Suojella klinikan henkilöstöä tartunnoilta ja tartuntataudeilta desinfioidamalla ja puhdistamalla kaikki käytettävissä olevat ja käytettävät laitteet ja laitteistot.

#### Laajuus

Jokainen käytettävissä oleva ja käytettävä laite suositellaan desinfioitavaksi ennen lisäkäsittelyä.

#### Tukea Tobii Dynavox -laitteellesi

Online-tuki  
Lue Tobii Dynavox -laitteesta koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Löydät tukisivumme verkosta osoitteesta: [www.TobiiDynavox.com/support-training](http://www.TobiiDynavox.com/support-training)

Ota yhteyttä myyntiedustajaan tai jälleenmyyjään  
Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -myyntiedustajan tai valtuutetun jälleenmyyjän asiakastukeen. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta [www.TobiiDynavox.com/contact](http://www.TobiiDynavox.com/contact)

## Vastaanota laite

1. Kaikki desinfioitavat laitteet on vietävä osoitetulle puhdistusalueelle. Kyseisiä laitteita ei saa desinfioida tämän alueen ulkopuolella.
2. Ei lateksisia nitrilikäsineitä ja suojalaseja ON käytettävä käsiteltäessä mitä tahansa laitteistoa tai materiaalia, jota ei ole vielä desinfioitu.
3. Avaa pakkaus varoen leikkurilla. (jos sovellettavissa)
4. Pura laite ja kaikki lisälaitteet pakkauksesta. (jos sovellettavissa)



Kaikki pakkausmateriaalit hävitetään. Lisätietoja on kohdassa *Hävitä pakkausmateriaalit*

## Desinfioi ja puhdista

1. Jos laitteeseen on kiinnitetty kosteussuoja, irrota ja hävitä se.
2. Suihkuta laite Mikrozyd® arkaluontoisella nesteellä tai vastaavalla ja anna sen vaikuttaa vähintään minuutti. Desinfiointiaine haihtuu tämän ajan kuluessa.
3. Kaikki ohessa toimitetut lisälaitteet on myös desinfioitava Mikrozyd® arkaluontoisella aineella tai vastaavalla.
4. Jos laitteessa on näyttö, puhdista näyttö lasinpuhdistusaineella ja paperipyyhkeellä.
5. Kun desinfiointi on suoritettu, laitteet ja mahdolliset lisälaitteet pakataan ja lähetetään saapuvaan tarkastukseen ja testaukseen.
6. Hävitä käytetyt paperipyyhkeet ja puhdistusmateriaalit asianmukaisesti.

## Hävitä pakkausmateriaalit

1. Laatikot tulee rikkoa litteiksi.
2. Hävitä laatikot ja pakkausmateriaalit asianmukaiseen jätesäiliöön.

## Tukea Tobii Dynavox -laitteellesi

Online-tuki  
Lue Tobii Dynavox -laitteesi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Löydät tukisivumme verkosta osoitteesta: [www.TobiiDynavox.com/support-training](http://www.TobiiDynavox.com/support-training)

Ota yhteyttä myyntiedustajaan tai jälleenmyyjään  
Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -myyntiedustajan tai valtuutetun jälleenmyyjän asiakastukeen. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta [www.TobiiDynavox.com/contact](http://www.TobiiDynavox.com/contact)