

Décontamination de l'appareil

Recommandation de procédure pour une utilisation en milieu clinique.

Introduction

L'objet de ce document est de fournir une description détaillée de la façon de manipuler et décontaminer tout appareil et équipement mis à disposition et utilisé dans la clinique de manière adéquate afin de protéger le personnel contre les infections et les maladies contagieuses.

Exigences concernant l'équipement

Quantité	Référence de pièce	Description
1		Gants en nitrile sans latex
1		Équipement de protection pour les yeux
1		Cutter
1		Mikrozid® liquide sensible ou équivalent
1		Nettoyant pour verre
1		Serviettes en papier

Arrière-plan

Considérations

Ce document considère que l'utilisateur a lu et compris la fiche signalétique (FS) publiée par le fabricant concernant tout nettoyant.

Produits applicables

Tobii I-Series	Tobii PCEye Go	Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox EyeMobile Plus
Tobii C-Series	Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox I-Series(+)
Tobii S32	Dynavox Maestro	Tobii Dynavox Indi®	Tobii Dynavox I-110
Tobii PCEye	Dynavox T-Series	Tobii Dynavox EyeR	

Procédures

Objectif

Protéger le personnel travaillant dans un environnement clinique contre les infections et les maladies contagieuses en décontaminant et nettoyant tout appareil et équipement à disposition et utilisé.

Assistance pour votre appareil Tobii Dynavox

Obtenez de l'aide en ligne

Veuillez prendre connaissance de la page d'assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Cette page contient des informations à jour sur les problèmes connus, ainsi que des astuces sur l'utilisation du produit. Vous trouverez nos pages d'assistances sous le lien suivant : www.TobiiDynavox.com/support-training

Contactez votre représentant commercial ou revendeur

Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez le représentant commercial Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C'est lui qui connaît le mieux votre installation personnelle et est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur www.TobiiDynavox.com/contact

Portée

Il est recommandé de procéder à la décontamination de tout équipement à disposition et utilisé avant toute utilisation.

Réception de l'appareil

1. Tout l'équipement destiné à être décontaminé doit être déposé dans la zone de nettoyage prévue à cet effet. Cet équipement ne doit pas être décontaminé en dehors de cette zone.
2. Il est obligatoire de porter des gants en nitrile sans latex et un dispositif de protection pour les yeux pour manipuler tout équipement ou matériel qui n'a pas encore été décontaminé.
3. Ouvrez soigneusement le paquet avec un cutter. (le cas échéant)
4. Déballez l'appareil et tout accessoire inclus. (le cas échéant)



Tous les matériaux d'emballage doivent être éliminés. Voir *Éliminez le matériel d'emballage*

Décontaminez et nettoyez

1. Si l'appareil est équipé d'un dispositif contre l'humidité, retirez-le et éliminez-le.
2. Vaporisez l'appareil avec Mikrozyd® un liquide sensible ou équivalent et laissez-le s'imprégner pendant au moins une minute. Le désinfectant s'évaporerá passé ce délai.
3. Tout accessoire inclus doit aussi être désinfecté avec un liquide sensible Mikrozyd® ou équivalent.
4. Si l'appareil est équipé d'un écran, nettoyez-le avec un nettoyeur pour verre et une serviette en papier.
5. Une fois la décontamination effectuée, les appareils et tous leurs accessoires seront regroupés et transmis à des fins d'inspection et de tests pour appareils arrivants.
6. Éliminez les serviettes en papier et tout le matériel de nettoyage de manière adéquate.

Éliminez le matériel d'emballage

1. Les boîtes doivent être aplaties.
2. Éliminez les boîtes et le matériel d'emballage dans un conteneur de déchets adéquat.

Assistance pour votre appareil Tobii Dynavox

Obtenez de l'aide en ligne

Veuillez prendre connaissance de la page d'assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Cette page contient des informations à jour sur les problèmes connus, ainsi que des astuces sur l'utilisation du produit. Vous trouverez nos pages d'assistances sous le lien suivant : www.TobiiDynavox.com/support-training

Contactez votre représentant commercial ou revendeur

Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez le représentant commercial Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C'est lui qui connaît le mieux votre installation personnelle et est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur www.TobiiDynavox.com/contact