

Ontsmetting van het apparaat

Werkinstructie voor gebruik in klinische omgeving

Inleiding

Het doel van dit document is om een gedetailleerde beschrijving te geven van hoe u alle beschikbare en gebruikte apparaten en apparatuur in de kliniek op de juiste manier kunt behandelen en ontsmetten om personeel te beschermen tegen infectie en overdraagbare ziekten.

Benodigde apparatuur

Aantal	Onderdeelnummer	Beschrijving
1		Niet-latex nitrilhandschoenen
1		Beschermende bril
1		Stanleymes
1		Mikrozid® ontsmettingsmiddel of gelijkwaardig
1		Glasreiniger
1		Papieren handdoekjes

Achtergrond

Veronderstellingen

In dit document wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker het veiligheidsinformatieblad heeft gelezen en begrepen voor alle reinigingsmiddelen

Toepasselijke producten

Tobii I-Series	Tobii PCEye Go	Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox EyeMobile Plus
Tobii C-Series	Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox I-Series(+)
Tobii S32	Dynavox Maestro	Tobii Dynavox Indi®	Tobii Dynavox I-110
Tobii PCEye	Dynavox T-Series	Tobii Dynavox EyeR	

Procedure

Doel

Het personeel in de kliniek te beschermen tegen infectie- en overdraagbare ziekten door alle beschikbare en gebruikte apparaten en apparatuur te ontsmetten en schoon te maken.

Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox apparaat

Online help
Raadpleeg de productspecifieke ondersteuningspagina voor uw Tobii Dynavox apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product. Vind onze ondersteuningspagina's online op: www.TobiiDynavox.com/support-training

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger of wederverkoper
Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox verkoopvertegenwoordiger of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactinformatie naar www.TobiiDynavox.com/contact

Omvang

Het wordt aanbevolen om alle beschikbare en gebruikte apparaten te ontsmetten voordat ze verder worden behandeld.

Ontvangen apparaat

1. Alle apparatuur die ontsmet moet worden moet worden afgeleverd bij de aangewezen reinigingsruimte. Dergelijke apparatuur mag niet worden ontsmet buiten dit gebied.
2. Niet-latex nitrilhandschoenen en oogbescherming MOETEN worden gedragen tijdens het hanteren van apparatuur of materiaal dat nog niet is ontsmet.
3. Open de verpakking voorzichtig met een stanleymes. (Indien van toepassing)
4. Pak het apparaat en alle meegeleverde accessoires uit. (Indien van toepassing)



Alle verpakkingsmaterialen worden verwijderd. Zie *Gooi het verpakkingsmateriaal weg*.

Ontsmetten en reinigen

1. Als het apparaat is voorzien van een vochtbescherming, verwijdert u het en gooit u het weg.
2. Besproei het apparaat met Mikrozyd® een ontsmettingsmiddel of equivalent en laat deze minimaal een minuut staan. Het ontsmettingsmiddel zal in die tijd verdampen.
3. Alle meegeleverde accessoires moeten ook worden gedesinfecteerd met Mikrozyd®-ontsmettingsmiddel of een vergelijkbare vloeistof.
4. Als het apparaat een display heeft, reinigt u het met glasreiniger en een papieren handdoekje.
5. Na voltooiing van de ontsmetting worden de apparaten samen met de meegeleverde accessoires opgeborgen en vrijgegeven voor inkomende inspectie en testen.
6. Gooi gebruikte papieren handdoekjes en reinigingsmiddelen op de juiste manier weg.

Gooi het verpakkingsmateriaal weg.

1. Dozen moeten plat worden gemaakt.
2. Gooi dozen en verpakkingsmateriaal in de daarvoor bestemde afvalbak.

Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox apparaat

Online help
Raadpleeg de productspecifieke ondersteuningspagina voor uw Tobii Dynavox apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product. Vind onze ondersteuningspagina's online op: www.TobiiDynavox.com/support-training

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger of wederverkoper
Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox verkoopvertegenwoordiger of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactinformatie naar www.TobiiDynavox.com/contact