


AccessIT 3



Dokumentet og installationsvejledningen kan findes online på følgende sprog: da-DK, de-DE, en-US, es-MX, fr-FR, nb-NO, nl-NL, sv-SE og zh-CN. Besøg

<http://www.tobii dynamox.com/AccessIT>

Sikkerhed

AccessIT 3 er afprøvet og fundet i overensstemmelse med alle specifikationer og standarder opført i afsnittet

Copyright ©Tobii AB (publ). Ikke alle produkter og tjenester kan fås i alle lande. Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

Overensstemmelsesoplysninger. Du skal dog være opmærksom på et par sikkerhedsmæssige advarsler:



Udstyret må ikke ændres på nogen måde.

AccessIT 3 må ikke åbnes. Åbnes enheden, annulleres garantien! Der er ingen indvendige komponenter, som kan repareres af brugeren.



Udsæt ikke AccessIT 3-enheden for regn eller våde forhold.



AccessIT 3 kan ikke anvendes til livsbevarende støtte og det kan ikke regnes med i forhold til manglende funktionalitet som følge af strømsvigt eller andre årsager.



Undlad at bruge enheden til nødopkald eller banktransaktioner. Vi anbefaler, at der rådes over flere kommunikationsmetoder i tilfælde af en nødsituation. Banktransaktioner må kun gennemføres med et system, som din bank anbefaler, og som er godkendt i henhold til bankens standarder.



Små børn eller personer med kognitive handicap må ikke have adgang til eller bruge AccessIT 3-enheden uden at være under opsyn af forældre eller værge.



AccessIT 3 er en kompakt elektronisk enhed. Den består af mange separate dele, der er samlet. Hold AccessIT 3 uden for børns rækkevidde. Enheden eller delene hertil kan udgøre en kvælningfare eller anden fare for børn.



Al anvendelse af AccessIT 3 ud over den tilsigtede brug og sammen med software eller hardware fra tredjemand, som ændrer den tiltænkte brug, foretages på egen risiko, og Tobii Dynavox påtager sig intet ansvar herfor.

Overensstemmelsesoplysninger



AccessIT 3 er CE-mærket, hvilket angiver overholdelse af de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i EU-direktiver.

FCC-erklæring

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 af FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere eventuel interferens, der modtages, inkl. interferens der kan forårsage uønsket drift.



Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Tobii Dynavox, kan ugyldiggøre brugerens tilladelse til at betjene udstyret i henhold til FCC-reglerne.

Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed i klasse B i overensstemmelse med del 15 i de amerikanske FCC-regler. Disse grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i installationer i boligområder. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.

Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens for modtagelse af radio- og tv-signaler, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde AccessIT 3, opfordres brugeren

til at forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til et andet netstik end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Erklæring fra Industry Canada

Dette digitale apparat i klasse B er i overensstemmelse med Canadas direktiv ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE-erklæringer og standarder

AccessIT 3 overholder følgende direktiver:

- 2011/65/EU (RoHS 2) – Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer
- 2006/95/EF (LVD) – Direktiv om lavspænding
- Radiokommunikationsstandarden 2008 (ACMA), AS/NZS CISPR 32:2013

Enheden AccessIT 3 overholder følgende standarder:



- FCC, CFR Title 47, Part 15 Subpart B: 2015, CLASS B
- ICES-003 Issue 6:2016 Class B
- EN 55032: 2012+AC: 2013 Class B
- EN 55024:2010+A1:2015
- EN 61000-3-2: 2014
- EN 61000-3-3: 2013

Bortskaffelse af AccessIT 3

AccessIT 3 må ikke bortskaffes sammen med husholdnings- eller kontoraffald. Følg de lokale regler for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

Symboler og markører

Afsnittet indeholder oplysninger om symbolerne, der anvendes på AccessIT 3 eller indpakningen hertil.

Symbol eller mærke	Beskrivelse
	Bortskaffelse bør foregå i henhold til dit lands gældende bestemmelser.
	CE er en forkortelse for det europæiske fællesskab, og denne markør fortæller toldere inden for EU, at dette produkt overholder et eller flere EU direktiver.
	Dette mærke er et certificeringsmærke, der anvendes på elektronik, som er fremstillet eller solgt i USA og det certificerer, at den elektromagnetiske interferens fra enheden er lavere end den maksimale grænse, godkendt af det amerikanske standardiseringsorgan Federal Communications Commission.
	Mærke for lovgivningsmæssig overholdelse af det australske sikkerhedssystem for elektrisk udstyr.

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer	AccessIT 3
Enhedens mål (længde x højde x bredde)	70 mm x 23 mm x 9 mm 2,75" x 0,9" x 0,35"
Enhedens vægt	14 g 0,5 oz
Aktiv rækkevidde for Bluetooth-transmission	10 m 32 fod
Fungerer med (styresystem)	Windows 10 OS X, macOS og iOS
Tilslutninger	USB 2.0-kabel eller større

Kundesupport

Kontakt din lokale repræsentant eller Tobii Dynavox support, hvis du har brug for hjælp. Find vores supportsider på:

www.tobiidynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontaktoplysninger:

Tobii Dynavox
Karlsrovägen 2D
S-182 53 Danderyd
Sverige

+46 (8) 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

Tlf. +1-800-344-1778