


AccessIT 3



Dette dokumentet, samt installasjonsinstruksjoner, er tilgjengelig på nett på følgende språk: da-DK, de-DE, en-US, es-MX, fr-FR, nb-NO, nl-NL, sv-SE, zh-CN. Besøk

<http://www.tobiidynavox.com/AccessIT>

Sikkerhet

AccessIT 3 er testet og godkjent iht. alle spesifikasjonene og standardene som er beskrevet i avsnittet om *Informasjon om*

Copyright ©Tobii AB (publ). Ikke alle produkter og tjenester tilbys i hvert lokale marked. Spesifikasjoner kan endres uten varsel på forhånd. Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.

overholdelse. For å påse sikker bruk, er det noen sikkerhetsadvarsler du bør være klar over:



Det er ikke tillatt å modifisere dette utstyret.

AccessIT 3 må ikke åpnes. Dersom dette ikke overholdes, vil det føre til tap av garantien. Ingen av komponentene kan repareres av brukeren.



AccessIT 3-enheten skal ikke utsettes for, eller brukes i, regn eller våte forhold.



AccessIT 3 skal ikke brukes som livsoppretholdende utstyr, og skal ikke stoles på i tilfelle funksjonsfeil pga. strømbrudd eller andre årsaker.



Du skal ikke stole på enheten for nødanrop eller banktransaksjoner. Vi anbefaler å ha flere måter å kommunisere på i nødssituasjoner. Banktransaksjoner bør utføres via et system anbefalt av og godkjent av banken i henhold til gjeldende bankstandarder.



Unge barn eller personer med kognitive funksjonsnedsettelse skal ikke ha tilgang til eller bruke AccessIT 3-enheten uten oppsyn av foreldre eller foresatte.



AccessIT 3 er en kompakt elektronisk enhet. Som sådan består den av en rekke separate, monterte deler. I hendene på et barn kan AccessIT 3 eller dens deler utgjøre en kvelningsfare eller annen fare for barnet.



All bruk av AccessIT 3 utenfor tilsiktet område og sammen med tredjeparts programvare eller maskinvare som forandrer tiltenkt bruk er en risiko, og Tobii Dynavox kan ikke ta ansvar for dette.

Informasjon om overholdelse



AccessIT 3 er CE-merket. Dette angir samsvar med grunnleggende helse- og sikkerhetskrav fastsatt i EU-direktiver.

FCC-erklæring

Denne enheten er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må ta enhver interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.



Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Tobii Dynavox, kan gjøre at brukeren mister retten til å benytte utstyret i henhold til FCC-reglene.

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-regelverket. Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig elektronisk støy i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og brukes iht. instruksjonene, forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner.

Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå AccessIT 3 av og på, bør brukeren forsøke å korrigere interferensen gjennom ett eller flere av følgende tiltak:

- Rett mottakerantennen en annen vei, eller flytt den.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til.
- Få hjelp av forhandleren eller en radio/TV-tekniker.

Industry Canada-erklæring

Dette digitale apparatet i klasse B overholder kanadiske ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE-erklæring og -standarder

AccessIT 3 samsvarer med følgende direktiver:

- 2011/65/EU (RoHS 2) - Restriction of Hazardous Substances Directive
- 2006/95/EC (LVD) - Low Voltage Directive
- Radiocommunication Standard 2008 (ACMA), AS/NZS CISPR 32:2013

AccessIT 3 samsvarer med følgende standarder:

- FCC, CFR Title 47, Part 15 Subpart B: 2015, CLASS B
- ICES-003 Issue 6:2016 Class B
- EN 55032: 2012+AC: 2013 Class B
- EN 55024:2010+A1:2015
- EN 61000-3-2: 2014
- EN 61000-3-3: 2013

Kassering av AccessIT 3

AccessIT 3 skal ikke kastes i husholdnings- eller kontoravfallet. Følg de lokale forskriftene for fjerning av elektrisk og elektronisk avfall.

Symboler og markeringer

I denne delen finner du informasjon om symbolene som blir brukt på AccessIT 3 eller dens emballasje.

Symbol eller markering	Beskrivelse
	Kasseres i henhold til nasjonale krav.
	CE er forkortelsen for European Communities og merkingen informerer tollansatte i EU om at dette produktet samsvarer med ett eller flere av EU-direktivene.
	Merkingen er en sertifiseringsmerking som brukes på produkter som er produsert eller solgt i USA. Denne sertifiserer at den elektromagnetiske interferensen til enheten er under grensen som anbefales av Federal Communications Commission (FCC).
	Australsk regulatorisk samsvarsmerke for sikkerhetssystemer i elektrisk utstyr.

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner	AccessIT 3
Enhetsstørrelse (lengde x høyde x dybde)	70mm x 23mm x 9mm 2,75" x 0,9" x 0,35"
Enhetsvekt	14 g 0,5 oz

Tekniske spesifikasjoner	AccessIT 3
Aktiv rekkevidde for Bluetooth-overføring	10 m 32 feet
Fungerer med (operativsystem)	Windows 10 OS X, macOS, iOS
Tilkobling	USB 2.0 eller høyere

Kundestøtte

Kontakt din lokale representant eller supportavdelingen hos Tobii Dynavox for støtte. Finn støttesidene våre på:

www.tobiidynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontaktinformasjon:

Tobii Dynavox
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Sverige

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778