


AccessIT 3



Dit document en de installatie-instructies zijn online beschikbaar in de volgende talen: da-DK, de-DE, en-US, es-MX, fr-FR, nb-NO, nl-NL, sv-SE, zh-CN. Bezoek <http://www.tobii dynamox.com/AccessIT>

Veiligheid

De AccessIT 3 is getest en goedgekeurd als zijnde in overeenstemming met alle specificaties en normen die

worden vermeld in de sectie *Compliance Informatie*. Om een veilige werking te waarborgen moeten er een aantal veiligheidswaarschuwingen in acht worden genomen:



Deze apparatuur mag niet worden gewijzigd

De AccessIT 3 niet openmaken. Als u hier niet aan voldoet, vervalt de garantie! Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.



Het AccessIT 3 apparaat mag niet worden blootgesteld aan of gebruikt worden in regen of natte omstandigheden.



De AccessIT 3 dient niet te worden gebruikt als levensreddend apparaat en er dient niet op te worden gerekend als het apparaat niet meer werkt vanwege bijvoorbeeld een stroomstoring.



Vertrouw niet op het apparaat voor noodoproepen of banktransacties. Het verdient aanbeveling over meerdere communicatiemiddelen te beschikken in noodsituaties. Banktransacties mogen uitsluitend worden uitgevoerd met een systeem dat is aanbevolen door en voldoet aan de normen van uw bank.



Jonge kinderen of mensen met een cognitieve beperking mogen geen toegang hebben tot het AccessIT 3-apparaat of het apparaat gebruiken zonder toezicht van een ouder of andere verantwoordelijke volwassene.



De AccessIT 3 is een compact elektronisch apparaat. Als zodanig, bestaat het uit tal van afzonderlijke, aan elkaar gemonteerde onderdelen. In de handen van een kind, de AccessIT 3 of de onderdelen ervan kunnen een verstikkingsgevaar of ander gevaar voor het kind vormen.



Elk gebruik van de AccessIT 3 dat buiten de beoogde toepassing valt en gebruik samen met software of hardware van derden waardoor de beoogde toepassing verandert, vormt een risico waarvoor Tobii Dynavox geen verantwoordelijkheid neemt.

Conformiteitsinformatie



De AccessIT 3 beschikt over een CE-keurmerk, hetgeen aangeeft dat het voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsvereisten van Europese richtlijnen.

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, ook interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.



Aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Tobii Dynavox kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken conform de FCC-voorschriften.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B,

conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen te bieden in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, kan deze schadelijke interferentie in de radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur toch schadelijke interferentie veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de AccessIT 3 los te koppelen en weer aan te sluiten, dient de gebruiker de interferentie te verhelpen met één of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne anders of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur voor hulp.

Industry Canada verklaring

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE-verklaring en normen

De AccessIT 3 voldoet aan de volgende normen:

- 2011/65/EU (RoHS 2) - Restriction of Hazardous Substances Directive
- 2006/95/EC (LVD) - Laag Voltage Richtlijn

- Radiocommunication Standaard 2008 (ACMA), AS/NZS CISPR 32: 2013

De AccessIT 3 voldoet aan de volgende normen:



- FCC, CFR Title 47, Part 15 Subpart B: 2015, CLASS B
- ICES-003 Issue 6:2016 Class B
- EN 55032: 2012+AC: 2013 Class B
- EN 55024:2010+A1:2015
- EN 61000-3-2: 2014
- EN 61000-3-3: 2013



De AccessIT 3 wegdoen

Gooi de AccessIT 3 niet weg bij het gewone huishoudelijk of kantoorafval. Volg de plaatselijk geldende voorschriften voor het weggooien van elektrische en elektronische apparaten.

Symbolen en opschriften

Dit gedeelte biedt informatie over de symbolen die worden gebruikt op de AccessIT 3, of haar verpakking.

Symbool of Opschrift	Beschrijving
	<p>Weggoeien volgens de vereisten in uw land.</p>
	<p>CE is een afkorting van de Europese Gemeenschappen en hieruit blijkt voor douaneambtenaren in de Europese Unie dat het product voldoet aan een of meer van de Europese richtlijnen.</p>

Symbol of Opschrift	Beschrijving
	<p>Dit is een certificeringsmarkering voor elektronische producten die in de Verenigde Staten worden gefabriceerd of verkocht. Dit geeft aan dat de elektromagnetische interferentie van het apparaat binnen de limieten valt zoals goedgekeurd door de Amerikaanse FCC (Federal Communications Commission).</p>
	<p>Australisch Elektrisch Veiligheidssysteem Wettelijk Conformiteitsmerk.</p>

Technische specificaties

Technische specificaties	AccessIT 3
<p>Afmetingen Apparaat (Lengte x Hoogte x Diepte)</p>	<p>70mm × 23mm × 9mm 2.75" × 0.9" × 0.35"</p>
<p>Gewicht apparaat</p>	<p>14 g 0,5 oz</p>
<p>Actief bereik van Bluetooth-transmissie</p>	<p>10 m 32 feet</p>
<p>Werkt met (besturingssysteem)</p>	<p>Windows 10 OS X, macOS, iOS</p>
<p>Connectiviteit</p>	<p>USB 2.0 of hoger</p>

Klantenondersteuning

Neem voor ondersteuning alstublieft contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger of met de ondersteuningsafdeling van Tobii Dynavox. Onze ondersteuningspagina's vindt u online op:

www.tobiidynavox.com of www.myTobiiDynavox.com.

Contactgegevens:

Tobii Dynavox
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Sweden

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778