


AccessIT 3



Detta dokument, samt alla installationsinstruktioner, finns tillgängliga online på följande språk: da-DK, de-DE, en-US, es-MX, fr-FR, nb-NO, nl-NL, sv-SE, zh-CN. Gå till

<http://www.tobiidynamox.com/AccessIT>

Säkerhet

Tobii AccessIT 3 har testats och godkänts som överensstämmande med alla specifikationer och standarder

Copyright ©Tobii AB (publ). Alla produkter och tjänster erbjuds inte på alla lokala marknader. Specifikationerna kan komma att ändras utan förvarning. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

som anges i avsnittet *Information om överensstämmelse*. I syfte att garantera en säker användning finns det några säkerhetsvarningar som bör observeras:



Utrustningen får inte modifieras. Öppna inte AccessIT 3. Bristande efterlevnad gör att din garanti inte längre gäller! Det finns inga komponenter inuti som kan repareras av användaren.



AccessIT 3-enheten får inte utsättas för regn eller annan väta.



AccessIT 3 får inte användas som en livsuppehållande enhet och man ska inte förlita sig på den ifall den inte fungerar på grund av strömavbrott eller andra orsaker.



Förlita dig inte på enheten för nödsamtal och banktransaktioner. Vi rekommenderar att du har flera olika kommunikationskanaler vid en eventuell nödsituation. Banktransaktioner bör endast utföras med ett system som rekommenderats och godkänts enligt din banks riktlinjer.



Små barn eller personer med kognitiva funktionshinder bör inte ha tillgång till eller använda AccessIT 3-enheten såvida det inte sker under en förälders eller annan vuxens överinseende.



AccessIT 3 är en kompakt elektronisk enhet. Således består den av många separata, sammanfogade delar. I händerna på barn kan AccessIT 3 eller dess delar utgöra en kvävningrisk eller annan fara för barnet.



Om AccessIT 3 används på andra sätt än den ändamålsenliga användningen och tillsammans med programvara eller maskinvara från tredje part så att användningen förändras innebär detta risker och Tobii Dynavox ansvarar inte för följderna.

Information om överensstämmelse



AccessIT 3 är CE-märkt, vilket visar på överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som fastställts i EU-direktiven.

FCC-deklaration

Denna enhet uppfyller kraven i del 15 i FCC-reglerna. Användning sker på följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade effekter.



Ändringar som inte uttryckligen godkänts av Tobii Dynavox kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen enligt FCC-reglerna.

Denna utrustning har testats och funnits följa gällande gränsvärden för en digital klass B-enhet i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är framtagna för att ge rimligt skydd mot skadlig störning vid installation i bostad. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt anvisningarna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation.

Det finns emellertid inga garantier för att störningar inte kan uppstå i en viss installation. Om utrustningen visar sig orsaka skadliga störningar på radio- eller TV-mottagningen, vilket kan fastställas genom att AccessIT 3-utrustningen stängs av och

slås på igen, ska användaren försöka eliminera störningarna genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för assistans.

Deklaration från Industry Canada

Denna digitala Klass B-apparat uppfyller kraven enligt den kanadensiska standarden ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE-deklaration och standarder

AccessIT 3 uppfyller följande direktiv:

- 2011/65/EU (RoHS 2) - direktivet om begränsning av användning av vissa farliga ämnen
- 2006/95/EC (LVD) - lågspänningsdirektivet
- Radiokommunikationstandard 2008 (ACMA), AS/NZS CISPR 32:2013

AccessIT 3 uppfyller följande standarder:





- FCC, CFR Title 47, Part 15 Subpart B: 2015, CLASS B
- ICES-003 Issue 6:2016 Class B
- EN 55032: 2012+AC: 2013 Class B
- EN 55024:2010+A1:2015
- EN 61000-3-2: 2014
- EN 61000-3-3: 2013

Kassera AccessIT 3

Släng inte AccessIT 3 bland vanligt hushålls- eller kontorsavfall. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av elektrisk eller elektronisk utrustning.

Symboler och märkning

Detta avsnitt innehåller information om de symboler som används på AccessIT 3 eller dess förpackning.

Symboler eller märkning	Beskrivning
	Sortera i enlighet med ditt lands lagar.
	CE är en förkortning för Europeiska gemenskaperna och detta märke visar tulltjänstemän i Europeiska unionen att produkten överensstämmer med ett eller flera av EG-direktiven.
	Detta märke är ett certifieringsmärke som används på elektroniska produkter som tillverkas eller säljs i USA och som intygar att elektromagnetisk interferens från enheten ligger under de gränser som godkänts av Federal Communications Commission.
	Australian Electrical Equipment Safety System Regulatory Compliance-märkning.

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer	AccessIT 3
Enhetens storlek (längd x höjd x djup)	70mm x 23mm x 9mm 2,75" x 0,9" x 0,35"
Enhetens vikt	14 g 0,5 oz
Aktivt område för Bluetoothöverföring	10 m 32 feet
Fungerar med (operativsystem)	Windows 10 OS X, macOS, iOS
Anslutning	USB 2.0 eller högre

Kundtjänst

Om du behöver hjälp kan du kontakta din lokala återförsäljare eller Tobii Dynavox kundtjänst. Hitta våra supportsidor online på: www.tobiidynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontaktinformation:

Tobii Dynavox
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Sverige

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778