



# Computer Control™

## Die Möglichkeit, selbst auszuwählen

Augensteuerungstechnologien von Tobii Dynavox haben bereits tausenden von Menschen mit Kommunikationsbarrieren und Bewegungseinschränkungen das Kommunizieren vereinfacht und zu einem selbstbestimmteren Leben verholfen. Aber wie sieht es mit denen aus, die noch einen Schritt weitergehen und die Möglichkeiten ihres Computers voll ausschöpfen möchten? Wir präsentieren: Computer Control – die neue Art mit Ihrem Computer zu interagieren und diesen per Augensteuerung zu bedienen. Computer Control bietet eine noch intuitivere Augensteuerung, die mehr Selbstständigkeit möglich macht. Zurzeit nur auf den Kommunikationsgeräten I-13 und I-16 von Tobii Dynavox erhältlich.



### **Selbstständigkeit gewinnen,**

indem Sie Programme auf Ihrem Gerät selbst bedienen und ohne die Hilfe von Familienmitgliedern oder Pflegepersonal auskommen.



### **Ziele erreichen,**

die Sie sich gesetzt haben und neue Möglichkeiten eröffnen, die Sie bisher nie in Erwägung gezogen haben.

## Mit Computer Control haben Sie das Sagen



### **Intuitive und natürliche Augensteuerung,**

die ein schnelleres und angenehmeres Nutzungserlebnis ermöglicht.



### **Einfluss nehmen,**

damit Sie Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen können. Leben Sie Ihre Leidenschaften und teilen Sie diese mit anderen.


# Die neue Art des Mausclicks

Augensteuerungstechnologien gibt es bereits seit vielen Jahren. Was ist an Computer Control anders? Computer Control gibt Ihnen nicht nur die Möglichkeit, einen Computer mithilfe Ihrer Augen zu steuern, sondern berücksichtigt dabei auch die intuitivste und logischste Art und Weise, wie Sie schneller zum Ziel kommen.




## Interaction First

Interagieren Sie direkt mit den Objekten, die Sie anschauen. Alles geschieht in Ihrem Tempo, wodurch Extraschritte eingespart werden. Durch Interaction First wird die Bedienung letztendlich beschleunigt und intuitiver.




## Zentrale Benutzeroberflächen

Computer Control öffnet sich in der Mitte Ihres Bildschirms, sobald Sie ein Objekt anschauen. Traditionelle Programme benutzen eine Menüleiste seitlich am Bildschirm. Indem die Benutzeroberfläche im optimalen Erfassungsbereich platziert ist, wird die Genauigkeit verbessert. Zudem werden unnötige Augenwege reduziert und der Ermüdung der Augen vorgebeugt.



## Kreisrundes Menü

Sobald Sie ein Objekt anschauen, erscheint ein kreisrundes Menü in der Mitte des Bildschirms, in dem jede Funktion (Linksklick, Doppelklick links, Klicken und Ziehen, Scrollen, Tastatur, Rechtsklick und Genauigkeitseinstellung) als Feld dargestellt ist. Im Gegensatz zu traditioneller Software sorgen die runden Felder und das kreisrunde Menü dafür, dass die Anwahl und der Fokus auf die Funktion, die Sie wünschen, leichter werden und minimieren so eine falsche Auswahl.



Besuchen Sie [de.tobiidynavox.com/computer-control](https://de.tobiidynavox.com/computer-control), um mehr über Computer Control auf dem I-13 und I-16 zu erfahren.