


## AccessIT 3



Dieses Dokument und die Installationsanleitung sind nur in folgenden Sprachen erhältlich: da-DK, de-DE, en-US, es-MX, fr-FR, nb-NO, nl-NL, sv-SE, zh-CN. Besuchen Sie uns auf <http://www.tobiidynavox.com/AccessIT>

### Sicherheit

Das AccessIT 3 wurde getestet und zugelassen und entspricht allen Spezifikationen und Standards, siehe

Abschnitt *Zertifizierungsinformationen*. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sind einige Warnhinweise zu beachten:



**Es dürfen keine Modifikationen an dieser Ausrüstung vorgenommen werden.** Sie dürfen das AccessIT 3 auf keinen Fall öffnen. Bei Nichteinhaltung entfällt der Garantieanspruch! Im Inneren des Gerätes befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.



Das AccessIT 3 darf niemals Regen oder feuchter Witterung ausgesetzt werden.



Das AccessIT 3 ist nicht als lebensunterstützendes Gerät zu verwenden und im Falle eines Funktionsverlustes durch Stromausfall oder andere Ursachen ist auf das Gerät kein Verlass.



Nutzen Sie das Gerät nicht als einzige Möglichkeit für Notrufe oder Bankgeschäfte. Wir empfehlen Ihnen, für Notsituationen mehrere Kommunikationsmöglichkeiten bereitzuhalten. Bankgeschäfte sollten ausschließlich mit einem System ausgeführt werden, das von Ihrer Bank empfohlen wurde und den Standards des Instituts entspricht.



Kleine Kinder oder Menschen mit geistiger Behinderung sollten das AccessIT 3 ohne Aufsicht durch Erziehungsberechtigte bzw. Assistenz weder erreichen noch benutzen dürfen.



Das AccessIT 3 ist ein kompaktes elektronisches Gerät. Als solches ist es aus zahlreichen Einzelteilen gefertigt. In Kinderhänden können das AccessIT 3 oder einzelne Teile davon eine Erstickungsgefahr oder ein anderweitiges Risiko für das Kind darstellen.



Die Verwendung des AccessIT 3 außerhalb der vorgesehenen Nutzung und mit Software oder Hardware von Dritten, durch die die vorgesehene Verwendung verändert wird, stellt ein Risiko dar und Tobii Dynavox kann in diesen Fällen keinerlei Verantwortung übernehmen.

## Zertifizierungsinformationen



Das AccessIT 3 trägt das CE-Zeichen und ist damit gemäß der EU-Richtlinien zu notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen zertifiziert.

## FCC-Bestimmungen

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Das Gerät darf unter den beiden folgenden Bedingungen genutzt werden: (1) Dieses Gerät darf keine Störeinwirkungen verursachen und (2) dieses Gerät muss externen Störeinwirkungen widerstehen können. Dazu zählen auch Störeinwirkungen, die sich in unerwünschter Weise auf den Betrieb auswirken.



Durch vorgenommene Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Tobii Dynavox genehmigt wurden, kann der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts gemäß den FCC-Bestimmungen verlieren.

Diese Ausrüstung wurde unter Berücksichtigung der Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen getestet und zugelassen. Diese Grenzwerte bieten einen ausreichenden Schutz gegenüber Störeinträgen bei einer Installation im Wohnbereich. Diese Ausrüstung erzeugt, nutzt und sendet potenziell Hochfrequenzenergie aus, die Störungen bei Funkübertragungen verursachen kann, wenn das Gerät nicht gemäß den Vorgaben im Benutzerhandbuch installiert und verwendet wird.

Störeinträgen in bestimmten Installationen können jedoch nicht prinzipiell ausgeschlossen werden. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht (dies lässt sich durch Aus- und Einschalten des AccessIT 3 feststellen), sollte der Benutzer die Störeinträgen auf folgende Weise beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie deren Position.
- Verstärken Sie die Trennung zwischen Gerät und Empfänger.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer anderen Steckdose, sodass nicht derselbe Stromkreis wie für den Empfänger genutzt wird.
- Wenden Sie sich zwecks Hilfestellung an Fachpersonal für Radio- und Fernsehtechnik.

## **Industry Canada Statement**

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht den Vorgaben von Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## **CE-Kennzeichnung & Standards**

AccessIT 3 entspricht den folgenden Normen:

- 2011/65/EU (RoHS 2) – Richtlinie 2 zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
- 2006/95/EC (LVD) - Low Voltage Directive
- Radiocommunication Standard 2008 (ACMA), AS/NZS CISPR 32:2013

AccessIT 3 entspricht den folgenden Normen:

- FCC, CFR Title 47, Part 15 Subpart B: 2015, CLASS B
- ICES-003 Issue 6:2016 Class B
- EN 55032: 2012+AC: 2013 Class B
- EN 55024:2010+A1:2015
- EN 61000-3-2: 2014
- EN 61000-3-3: 2013

## **Entsorgung von AccessIT 3**

Der AccessIT 3 darf nicht mit normalen Haushalts- oder Büroabfällen entsorgt werden. Richten Sie sich beim Entsorgen nach den geltenden Bestimmungen für elektrische und elektronische Geräte.

## **Symbole und Kennzeichnungen**

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den Symbolen, die am AccessIT 3 oder auf der Verpackung zu finden sind.

Symbol oder Kennzeichnung	Beschreibung
	<p>Entsorgung gemäß der jeweils geltenden Landesvorschriften.</p>
	<p>CE ist eine Abkürzung der Europäischen Gemeinschaft und dieses Zeichen liefert Zollbehörden in der Europäischen Union die Information, dass das Produkt einer oder mehreren EG-Richtlinie(n) entspricht.</p>
	<p>Dieses Zeichen ist ein Prüfzeichen, das auf elektronischen Produkten angebracht wird, die in den USA hergestellt oder vertrieben werden. Es bestätigt, dass die vom Gerät ausgehende elektromagnetische Störaussendung unter den durch die Federal Communications Commission zugelassenen Grenzwerten liegt.</p>
	<p>Australische Konformitätskennzeichnung für Sicherheitssysteme elektrischer Geräte (Regulatory Compliance Mark, RCM).</p>

## Technische Daten

<b>Technische Daten</b>	<b>AccessIT 3</b>
<b>Größe (Breite x Höhe x Tiefe)</b>	70 mm × 23 mm × 9 mm 2,75" × 0,9" × 0,35"
<b>Gewicht</b>	14 g
<b>Sendebereich des Bluetooth-Signals</b>	10 m
<b>Funktioniert mit (Betriebssystem)</b>	Windows 10 OS X, macOS, iOS
<b>Konnektivität</b>	USB 2.0 oder höher

## Kundendienst

Technische Hilfestellung erhalten Sie von Ihrem Händler. Sie finden unsere Support-Seiten online auf:

[www.tobiidynavox.com](http://www.tobiidynavox.com) bzw. [www.myTobiiDynavox.com](http://www.myTobiiDynavox.com).

### **Kontaktinformationen:**

Tobii Dynavox  
Karlsrovägen 2D  
182 53 Danderyd  
Schweden

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC  
2100 Wharton Street, Suite 400  
Pittsburgh, PA 15203  
USA

+1-800-344-1778