


AccessIT 3



Este documento, así como las instrucciones de instalación, están disponibles en línea en los siguientes idiomas: da-DK, de-DE, en-US, es-MX, fr-FR, nb-NO, nl-NL, sv-SE, zh-CN. Visite <http://www.tobiidynavox.com/AccessIT>

Seguridad

El AccessIT 3 se ha probado y aprobado de conformidad con todas las especificaciones y normas que se indican en

Copyright ©Tobii AB (publ). No todos los productos y servicios que se ofrecen en cada mercado local. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

la sección *Información sobre el cumplimiento*. Con el fin de garantizar el funcionamiento seguro, hay algunas advertencias de seguridad que deben considerarse:



No se permite realizar ninguna modificación en este equipo. No abra el AccessIT 3. Si se incumple esta observación se anulará la garantía. El dispositivo no presenta componentes que puedan ser reparados por el usuario.



El dispositivo AccessIT 3 no debe exponerse ni usarse en condiciones de lluvia ni de humedad.



El AccessIT 3 no debe utilizarse como dispositivo de soporte vital y no deberá utilizarse en caso de falla de alimentación de energía u otros motivos.



No utilice el dispositivo para realizar llamadas de emergencia ni transacciones bancarias. Recomendamos tener varias maneras de comunicarse en caso de situaciones de emergencia. Las transacciones bancarias solo se deben realizar con un sistema recomendado por el banco y aprobado según sus normas.



Los niños y aquellas personas que presenten discapacidades cognitivas no deberán tener acceso al dispositivo AccessIT 3 ni usarlo sin la supervisión de padres o tutores.



El AccessIT 3 es un dispositivo electrónico compacto. Como tal, se compone de numerosas piezas separadas y ensambladas. En manos de un niño, el AccessIT 3 o sus piezas pueden presentar un peligro de asfixia u otro peligro para el niño.



El uso de AccessIT 3 fuera de su uso previsto y junto con software o hardware de terceros que cambie el uso previsto del dispositivo conlleva un riesgo, del que Tobii Dynavox no se responsabilizará.

Información sobre el cumplimiento



El AccessIT 3 presenta la marca CE, que indica el cumplimiento con los requisitos esenciales de seguridad e higiene establecidos por las Directivas europeas.

Declaración FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normativas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no ocasionará interferencias dañinas y (2) este dispositivo deberá aceptar las interferencias recibidas, incluida la interferencia que pueda ocasionar la operación no deseada.



Las modificaciones no aprobadas expresamente por Tobii Dynavox pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo según las Normas de la FCC.

Se le realizaron pruebas al equipo y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia. Si no se instala ni se usa conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca una interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al desconectar y volver a conectar el AccessIT 3, se recomienda al usuario que intente corregir dichas interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente de pared en un circuito diferente de aquel en el que está conectado el receptor.
- Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado.

Declaración del Departamento de Industria de Canadá

Este aparato digital Clase B cumple con las normas canadienses ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaración y estándares de CE

El AccessIT 3 cumple con las siguientes directivas:

- 2011/65/UE (RoHS 2) - Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas
- 2006/95/CE (LVD) - Directiva de Baja Tensión
- Norma de Radiocomunicaciones 2008 (ACMA), AS/NZS CISPR 32:2013

El AccessIT 3 cumple con las siguientes normativas:

- FCC, CFR Title 47, Part 15 Subpart B: 2015, CLASS B
- ICES-003 Issue 6:2016 Class B
- EN 55032: 2012+AC: 2013 Class B



- EN 55024:2010+A1:2015
- EN 61000-3-2: 2014
- EN 61000-3-3: 2013



Cómo desechar el AccessIT 3

No deseche el AccessIT 3 junto con los residuos generales de la oficina o de la casa. Siga las regulaciones locales sobre cómo desechar equipos electrónicos o eléctricos.

Símbolos y marcas

Esta sección brinda información sobre los símbolos que se utilizan en AccessIT 3 o su embalaje.

Símbolo o marcas	Descripción
	<p>Desechar en conformidad con las normativas de cada país.</p>
	<p>CE es el acrónimo de la Comunidad Europea; esta marca indica a los empleados de aduanas de la Unión Europea que el producto cumple con una o más de las Directivas de la CE.</p>

Símbolo o marcas	Descripción
	<p>Esta marca es una marca de certificación empleada en productos electrónicos fabricados o comercializados en los Estados Unidos, que certifica que las interferencias electromagnéticas del dispositivo se encuentran dentro de los límites aprobados por la Federal Communications Commission.</p>
	<p>Marca de cumplimiento con las normas del sistema de seguridad para equipos eléctricos de Australia.</p>

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas	AccessIT 3
Tamaño de la unidad (Longitud × Altura × Profundidad)	70mm × 23mm × 9mm 2.75" × 0.9" × 0.35"
Peso de la unidad	14 g 0.5 oz
Rango activo de transmisión Bluetooth	10 m 32 feet

Especificaciones técnicas	AccessIT 3
Compatible con (sistema operativo)	Windows 10 OS X, macOS, iOS
Conectividad	USB 2.0 o superior

Soporte al cliente

Para obtener soporte, comuníquese con su representante local o con el servicio de soporte de Tobii Dynavox. Consulte nuestras páginas de Soporte en línea en:

www.tobiidynavox.com o www.myTobiiDynavox.com.

Información de contacto:

Tobii Dynavox
Karlsrovagen 2D
182 53 Danderyd
Suecia

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778