


## AccessIT 3



本文档以及安装说明可在线提供提下语言版本：da-DK、de-DE、en-US、es-MX、fr-FR、nb-NO、nl-NL、sv-SE、zh-CN访问 <http://www.tobiidynavox.com/AccessIT>

### 安全性

AccessIT 3 设备已经过测试并被认定为与符合性信息部分列出的所有规格和标准一致。为确保安全运行，请记住以下安全警示内容：



不得对本设备进行改装。请勿拆开 AccessIT 3。如不遵守，可能会导致保修失效！内部没有用户可自行维修的部件。



不得将 AccessIT 3 设备暴露于或者用于雨中或潮湿状况下。



不得将 AccessIT 3 作为生命支持设备，并且在设备因失去电力或其他原因而失去功能时不得使用 and 依赖本设备。



请勿依赖本设备来拨打紧急电话或进行银行交易。建议应配备多种紧急情况下的沟通方式。仅限使用根据银行标准建议和认可的系统进行银行交易。



幼儿或患有认知障碍的人士必须在父母或监护人的监督下接触或使用 AccessIT 3 设备。



AccessIT 3 是一款小型电子设备。因此，它包含大量单独的组装部件。请放在儿童无法触及的地方，否则 AccessIT 3 或其部件则可能会对儿童造成窒息危险或其他危险。



如果在预期用途之外使用 AccessIT 3、搭配任何第三方软件或硬件使用而改变了预期用途，均可能构成风险，而 Tobii Dynavox 对此类情况概不负责。

## 合规信息



AccessIT 3 带有 CE 标志，表示符合欧盟指令的健康安全规定。

## 联邦通讯委员会(FCC)声明

此设备符合 FCC 规定的第 15 部分。运行符合以下两个条件：(1) 本设备不得造成有害干扰，(2) 本设备必须接受所收到的任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。



凡未经 Tobii Dynavox 明确批准而擅自进行修改，都将导致用户失去依据 FCC 规定操作此设备的权利。

经测试，已确认本设备符合 FCC 规则的第 15 部分有关 B 类数字设备的限制规定。这些限制旨在针对居住环境中安装的有害干扰提供合理保护。此设备可产生、使用并会发射无线射频能量。如果不按照说明进行安装和使用，有可能对无线电通讯产生有害干扰。

但是，这并不能排除安装的个别设备产生干扰的可能性。如果此设备确实对收音机或电视机的接收造成干扰（可通过断开和连接 AccessIT 3 来确定），建议用户采用以下一种或多种措施排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将本设备的壁装电源插座与接收器电源的壁装电源插座设在不同的电路上。
- 咨询代理商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

## 加拿大工业部声明

该 B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 标准。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## CE 声明和标准

AccessIT 3 设备符合以下指令：

- 2011/65/EU (RoHS 2) - 有害物质限制指令
- 2006/95/EC (LVD) - 低电压指令

- 无线电通信标准 2008 (ACMA) , AS/NZS CISPR 32:2013

AccessIT 3 符合以下标准：



- FCC, CFR Title 47, Part 15 Subpart B: 2015, CLASS B
- ICES-003 Issue 6:2016 Class B
- EN 55032: 2012+AC: 2013 Class B
- EN 55024:2010+A1:2015
- EN 61000-3-2: 2014
- EN 61000-3-3: 2013



## AccessIT 3 的处置

请不要将 AccessIT 3 作为日常家庭或办公垃圾处置。请按当地处置电气和电子设备的法规处理。

## 符号与标志

此部分提供关于 AccessIT 3 或其包装上所使用符号的信息。

符号或标志	说明
	按照您所在国家的规定来处理处置。
	CE 是欧盟的缩写，该标志可向欧盟的海关人员表示该产品符合一项或多项欧盟指令的要求。

符号或标志	说明
	该标志用于在美国制造或出售的电器产品上，证明设备发出的电磁干扰低于美国联邦通信委员会(FCC)限定的水平。
	澳大利亚电子设备安全系统法规符合性标志。

## 技术规格

技术规格	<b>AccessIT 3</b>
单位尺寸 (长 × 高 × 深)	70mm × 23mm × 9mm 2.75 英寸 × 0.9 英寸 × 0.35 英寸
单位重量	14 g 0.5 oz
蓝牙发射的有效范围	10 m 32 feet
配合 (操作系统)	Windows 10 OS X、macOS、iOS
连接性	USB 2.0 或更高版本

## 客户支持中心

如需支持，请联系您的当地代表或 Tobii Dynavox 支持中心。  
我们的在线支持页面网址可在这里找到：

[www.tobiidynavox.com](http://www.tobiidynavox.com) 或 [www.myTobiiDynavox.com](http://www.myTobiiDynavox.com).

### 联系方式：

Tobii Dynavox  
Karlsrovägen 2D  
182 53 Danderyd  
Sweden

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC  
2100 Wharton Street, Suite 400  
Pittsburgh, PA 15203  
USA

+1-800-344-1778