

tobii dynamox

# AccessIT® 3



Die Möglichkeit  
**meine Welt zu steuern**

USB-Zubehör, das die komplette Kontrolle über einen  
Computer via Snap + Core First ermöglicht.

Power to be You

# AccessIT 3 bietet:

- Kontrolle über Tastatur und Maus
- Barrierefreiheit für Windows-Computer
- Bluetooth-Kopplung
- Keine Software-Installation auf PC nötig



Besuchen Sie für weitere Informationen [tobiidynavox.de](http://tobiidynavox.de) oder kontaktieren Sie Ihren örtlichen Vertriebspartner von Tobii Dynavox, um das AccessIT 3 zu erwerben.

Das AccessIT wird als Tastatur/Maus auf dem PC angezeigt (keine Software-Installation notwendig)



## So funktioniert das AccessIT

Die Software Snap + Core First sendet Mausbewegungen, Buchstaben und Sonderzeichen via Bluetooth.



Das Kommunikationsgerät ermöglicht Nutzern von Scanning und Augensteuerung das Senden von Mausbewegungen und Tastatureingabe zur PC-Steuerung (Tippen, Mausbewegungen, etc.)

### Kontakt:

[www.tobiidynavox.de](http://www.tobiidynavox.de)

[Info.dach@tobiidynavox.com](mailto:Info.dach@tobiidynavox.com)